

Esferas Cerâmicas De Elevada Eficiência Para A Preparação De Amostras Quechers

Número do item: KTL-10



introdução

Melhore a preparação da amostra com as esferas de homogeneização de cerâmica da KINTEK - ideais para QuEChERS, garantindo resultados precisos e sem contaminantes. Aumente a recuperação de analitos agora!

[Saiba mais](#)

Nome do produto	Comprimento	Diâmetro	Tubo aplicável	Quantidade por embalagem
Contas de homogeneização de cerâmica	2 cm	1 cm	15 ml	100 unidades/garrafa
Esferas de homogeneização em cerâmica	1 cm	0,5 cm	5mL	100 unidades/garrafa
Esferas de homogeneização em cerâmica	0,5 cm	0,25 cm	2 ml	200 unidades/garrafa