

Circulador De Água De Aquecimento E Resfriamento De 80L Para Reação De Temperatura Constante De Alta E Baixa Temperatura

Número do item: KCBP-80



introdução

Obtenha capacidades de aquecimento, resfriamento e circulação tudo em um com nosso Circulador de Aquecimento e Resfriamento KinTek KCBH 80L. Alta eficiência, desempenho confiável para laboratórios e aplicações industriais.

Saiba mais

Modelo	Volume do Fluido	Temp. de Trabalho	Capacidade de Resfriamento	Potência Total	Vazão	Estabilidade de Temp.	Dimensões (mm)
KCBH100-20	100L	-20-200°C	18638-6966W	13.5	42L/min 28m	+/-2°C	880*880*1250
KCBH100-30		-30-200°C	19904-9557W				
KCBH100-40		-40-200°C	25334-10698W				