

## Circulador De Arrefecimento 10L Banho De Reação De Temperatura Constante A Baixa Temperatura

Número do item: KCP-10



### introdução

Obtenha o circulador de resfriamento KinTek KCP 10L para suas necessidades de laboratório. Com uma potência de resfriamento estável e silenciosa de até -120 °C, ele também funciona como um banho de resfriamento para aplicações versáteis.

Saiba mais

Modelo	Volume do fluido	Temp. de funcionamento	Capacidade de arrefecimento	Caudal da bomba	Temp. Estabilidade	Porta da mangueira	Dimensões (mm)
KCP10-10	10L	-12-5°C	1825-820W	35L/min 4-6m	+/-2°C	1/2"	580*450*730
KCP10-20		-23-5°C	2100-780W				
KCP10-25		-26-5°C	2170-780W				
KCP10-30		-32-5°C	2436-820W				
KCP10-40		-40-5°C	2548-980W				720*650*900
KCP10-60		-63-5°C	2732-310W				
KCP10-80		-83-5°C	2900-230W				
KCP10-120		-120-5°C	2982-200W				