

20L Circulador De Aquecimento E Arrefecimento Banho De Reação A Temperatura Constante De Alta E Baixa Temperatura

Número do item: KCBH-20



introdução

Maximize a produtividade do laboratório com o Circulador de Aquecimento e Refrigeração KinTek KCBH 20L. O seu design tudo-em-um oferece funções fiáveis de aquecimento, refrigeração e circulação para utilização industrial e laboratorial.

[Saiba mais](#)

| Modelo | Volume do fluido | Temp. de funcionamento | Capacidade de arrefecimento | Potência total | Caudal | Temp. Estabilidade | Dimensões (mm) |
|-----------|------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| KCBH20-10 | 20L | -10-200°C | 3126-950W | 7.2Kw | 42L/min 28m | +/-2°C | 630*550*1100 |
| KCBH20-20 | | -20-200°C | 3163-980W | | | | |
| KCBH20-30 | | -30-200°C | 3277-1061W | | | | |
| KCBH20-40 | | -40-200°C | 3675-998W | 7.8Kw | | | 880*880*1250 |
| KCBH20-60 | | -60-200°C | 4160-550W | | | | |
| KCBH20-80 | | -80-200°C | 4576-420W | | | | |