

## Forno De Secagem A Vácuo De Laboratório De 23L

Número do item: KT-VDO



### introdução

Forno de Secagem a Vácuo Inteligente Kintek para laboratórios: secagem precisa, estável e a baixa temperatura. Ideal para materiais sensíveis ao calor. Solicite um orçamento agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modelo	KT-DZK-6025B
Modo de Exibição	Tela LCD
Faixa de Controle de Temperatura	TA (Temperatura Ambiente) +10°C ~ 250°C
Resolução de Temperatura	0.1°C
Nível de Vácuo	-0.1 MPa
Faixa do Temporizador	1 min ~ 999 h 59 min
Potência de Aquecimento	400W (Potência Total: 800W)
Tempo Máximo Contínuo	7 Dias (a 230°C)
Material da Câmara	Aço Inoxidável 201 (SS 304 Opcional)
Dimensões da Câmara	280 (P) × 280 (L) × 300 (A) mm
Capacidade	23 L
Prateleiras	2 Prateleiras Padrão (Carga: 15kg cada)
Fonte de Alimentação	AC 220V / 50Hz
Peso Líquido	46 Kg