

Destilação De Trajeto Curto 2L

Número do item: SPD-1



introdução

Extraia e purifique com facilidade utilizando o nosso kit de destilação de percurso curto de 2L. O nosso vidro de borossilicato resistente, a manta de aquecimento rápido e o dispositivo de encaixe delicado garantem uma destilação eficiente e de alta qualidade. Descubra as vantagens hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Material de vidro	Material de vidro	Vidro com alto teor de borossilicato 3.3
	Volume do frasco	2L
	Balão recetor	3*500ml
	Armadilha de frio	Condensador de gelo seco
Manta de aquecimento	Potência de aquecimento	650W
	Faixa de temperatura	RT-380°C
	Termómetro	PT100
	Método de agitação	Magnético
	Potência de agitação	40W
Circulador de refrigeração	Velocidade de agitação	50-2000RPM
	Faixa de temperatura	-10-99°C
	Volume do reservatório	6L/180*160*150mm
Bomba de vácuo	Taxa de fluxo da bomba	4L/Min
	Tipo de bomba	Bomba de palhetas rotativas de dupla fase
	Taxa de bombeamento	1.1L/S a 50HZ; 1.3L/S a 60HZ
	Pressão máxima	3Pa
Acessórios	Potência nominal	400/370kW
	Peso líquido	19kg
	Suporte	Macaco de aço inoxidável de 150*150mm com anel de cortiça
	Tubagem de vácuo	Mangueira de silicone
	Braçadeira Keck	SS/Plástico
	Termómetro	Gama 0-200°C com 30cm de comprimento