

Circulador De Arrefecimento E Aquecimento 50L Banho De Reação De Temperatura Constante A Alta E Baixa Temperatura

Número do item: KCBH-50



introdução

Experimente as capacidades versáteis de aquecimento, refrigeração e circulação com o nosso Circulador de Aquecimento e Refrigeração KinTek KCBH 50L. Ideal para laboratórios e ambientes industriais, com desempenho eficiente e fiável.

[Saiba mais](#)

Modelo	Volume do fluido	Temp. de funcionamento	Capacidade de arrefecimento	Potência total	Caudal	Temp. Estabilidade	Dimensões (mm)
KCBH50-20		-20-200°C	11156-5341W				
KCBH50-30	50L	-30-200°C	13695-9575W	12	42L/min 28m	+/-2°C	720*650*1150
KCBH50-40		-40-200°C	11743-7351W				
KCBH50-60		-60-200°C	18437-7601W	15.5Kw			880*880*1250
KCBH50-80		-80-200°C	18657-7760W				