

608L Congelador De Temperatura Ultra Baixa Para Laboratório Essencial Para A Preservação De Amostras Críticas

Número do item: KTFDV-608



introdução

Congelador de temperatura ultra baixa com capacidade de 608L, controlo preciso de -86°C, ideal para laboratórios que armazenam amostras biológicas de forma segura.

[Saiba mais](#)

Caraterística	Especificação
Modelo	KTFDV-608
Capacidade	608L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustável)
Sistema de alarme	Alarmes sonoros e visuais
Alimentação eléctrica	220V/50Hz
Potência	1000W
Consumo de energia	13,8 kWh/24h
Classe de proteção	I/B
Tipo de climatização	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sem CFC
Sistema de compressor	Sistema de refrigeração independente de compressor duplo
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura por microcomputador
Visor de temperatura	Ecrã digital
Tipo de sonda	PTC
Ventilador do condensador	Ventilador de alta eficiência
Invólucro exterior	Chapa de aço laminada a frio pulverizada
Revestimento interior	Aço inoxidável 304
Prateleiras / Portas interiores	3 prateleiras / 4 portas interiores, aço inoxidável 304
Espessura do isolamento	120 mm
Porta de acesso (orifício de teste)	1 (ø18mm)
Rodas	4
Peso líquido / Peso bruto	245 kg / 288 kg
Dimensões externas (L D H)	990 * 1030 * 1860 mm
Dimensões internas (L D H)	750 * 715 * 1200 mm

Caraterística	Especificação
Dimensões da embalagem (L D H)	1120 * 1080 * 2010 mm
Carregamento do contentor	10 pcs / 20'GP