

708L Congelador De Temperatura Ultra Baixa Congelador De Laboratório De Alto Desempenho

Número do item: KTFDV-708



introdução

Congelador de temperatura ultra baixa 708L para laboratórios, arrefecimento de precisão a -86°C, interior em aço inoxidável. Ideal para armazenamento de amostras de investigação e biotecnologia.

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Tipo de produto	Vertical
Capacidade	708L
Intervalo de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustável)
Sistema de alarme	Alarmes sonoros e visuais
Fonte de alimentação	220V/50Hz
Potência	1000W
Consumo de energia	15,2 kWh/24h
Classe de proteção	I/B
Tipo de climatização	N
Refrigerante	Sem flúor, refrigerante misto ecológico
Compressor	Compressores importados de alta eficiência
Sistema de refrigeração	Sistema de refrigeração independente de compressor duplo
Controlo de temperatura	Controlo digital por microcomputador
Visor de temperatura	Ecrã digital LED
Sensor de Sonda	PTC
Ventilador do condensador	Ventilador de alta eficiência e baixo ruído
Caixa exterior	Chapa de aço laminado a frio com revestimento em pó
Revestimento interior	Aço inoxidável 304
Prateleiras / Portas interiores	3 prateleiras / 4 portas interiores
Espessura do isolamento	120mm
Porta de equalização de pressão	1 (18mm de diâmetro)
Rodas	4
Peso líquido / Peso bruto	285kg / 345kg
Dimensões externas (LxPxA)	1130mm x 1030mm x 1860mm

Caraterísticas	Especificação
Dimensões internas (LxPxA)	890mm x 715mm x 1200mm
Dimensões da embalagem (LxPxA)	1280mm x 1080mm x 2150mm
Quantidade de carga	10 pcs / 20'GP Container