

# 808L Congelador Vertical De Precisão Para Laboratório Com Temperatura Ultra Baixa

Número do item: KTFDV-808



## introdução

Congelador de temperatura ultra baixa com capacidade de 808L, controlo preciso de -86°C, ideal para armazenamento de amostras de laboratório. Construção duradoura em aço inoxidável.

[Saiba mais](#)

Caraterísticas	Especificação
Modelo	KTFDV-808
Tipo de máquina	Vertical
Capacidade	808L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustável)
Sistema de alarme	Alarmes sonoros e visuais
Alimentação eléctrica	220V/50Hz
Consumo de energia	15,9 kWh/24h
Classe de proteção	I/B
Tipo de climatização	N
Refrigerante	Mistura ecológica sem flúor
Compressor	Componentes de alta eficiência
Sistema de arrefecimento	Sistemas de refrigeração duplos independentes
Controlo	Controlo por microprocessador, ecrã digital
Ecrã de temperatura	Ecrã digital LED
Manípulo	Punho aquecido PTC
Ventoinha de arrefecimento	EBM
Material externo	Aço laminado a frio revestido a pó
Revestimento interno	Aço inoxidável 304
Prateleiras/portas interiores	3 prateleiras / 4 portas interiores (aço inoxidável 304)
Espessura do isolamento	120mm
Porta de acesso	1 (Diâmetro 18mm)
Rodas	4
Peso líquido/Peso bruto	300/370kg
Dimensões externas	1090mm x 1010mm x 2000mm (L D H)

Caraterísticas	Especificação
Dimensões internas	850mm x 725mm x 1335mm (L D H)
Dimensões da embalagem	1280mm x 1080mm x 2150mm (L D H)