

Cortador Manual De Laboratório

Número do item: PT10



introdução

O micrótomo manual é um dispositivo de corte de alta precisão concebido para laboratórios, indústria e áreas médicas. É adequado para a preparação de fatias finas de vários materiais, tais como amostras de parafina, tecidos biológicos, materiais de bateria, alimentos, etc.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PT10
Material do molde	3Cr13 (aço inoxidável temperado)
Tamanho da fatia	Φ10 Φ12 Φ14 Φ15 Φ16 Φ18 Φ19(d)
Dimensões totais	120*200*280mm(L*W*H)
Peso do equipamento	10 kg

Diagrama de tamanho da máquina