

Analizador Automático De Enxofre Determinador Coulométrico De Enxofre A Alta Temperatura

Número do item: KT-TE56



introdução

Otimize a inspeção de qualidade com nosso analisador automático de enxofre a alta temperatura. Projetado para laboratórios de carvão, coque e petróleo, este instrumento avançado de titulação coulométrica possui um carregador automático contínuo de vinte e cinco posições, ciclos de análise rápidos, manuseio modular de gás e conformidade total com os padrões de teste GB/T 214-2007.

[Saiba mais](#)