

Centrífuga De Laboratório Pequena De Alta Velocidade De Bancada Para Separação De Soro E Desidratação A Baixa Temperatura

Número do item: KT-SCS



introdução

Centrífuga de Alta Velocidade de Bancada Kintek: Eficiente, estável, precisa. Ideal para laboratórios clínicos e de pesquisa. Explore recursos e especificações.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Display	Display LCD
Velocidade Máx.	18.500 rpm
Precisão do Controle de Velocidade	±10 rpm
RCF Máx.	22.575 ×g
Capacidade Máx.	6 × 100 mL
Diâmetro da Câmara	Φ280 mm
Intervalo do Timer	1s a 99min 59s
Nível de Ruído	≤55 dB
Fonte de Alimentação	AC 220V±22V 50Hz
Consumo de Energia	400W
Peso Líquido	28 kg
Dimensões (C×L×A)	360 × 470 × 320 mm