

Liofilizador De Bancada Para Uso Em Laboratório

Número do item: KTFD-10PT



introdução

Liofilizador de laboratório de bancada premium para liofilização, preservando amostras com arrefecimento $\leq -60^{\circ}\text{C}$. Ideal para produtos farmacêuticos e investigação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Temperatura do coletor de frio	$\leq -60^{\circ}\text{C}$
Vácuo máximo	$< 10\text{ Pa}$
Precisão da indicação de vácuo	0,01 Pa
Área de secagem por congelação	0.09 m^2
Capacidade de carga de material	900 ml
Capacidade de captação de água	3 kg / 24h
Especificações do tabuleiro de material	$200 \times 20\text{ mm } (\Phi \times h)$
Número de camadas do tabuleiro de material	3
Frascos de suspensão externos	8 posições
Estilo do frasco de liofilização	Tipo sino ou cilíndrico
Dimensões externas (LxPxA)	$580 \times 550 \times 375 / 880\text{ mm}$ (unidade principal / com coletor e câmara)
Dimensões do coletor de frio	$\Phi 215 \times 193,5\text{ mm } (\Phi \times h)$
Tipo de desenho	Tipo de tampa do coletor, design de bancada