

Liofilizador A Vácuo De Bancada Para Laboratório

Número do item: KTFD-10S



introdução

Liofilizador de laboratório de bancada para liofilização eficiente de amostras biológicas, farmacêuticas e alimentares. Possui ecrã tátil intuitivo, refrigeração de alto desempenho e design duradouro. Preserve a integridade da amostra - consulte agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Temperatura do coletor de frio	≤ -60 °C
Vácuo máximo	< 10 Pa
Precisão do visor de vácuo	0,01 Pa
Área de secagem por congelação	0.12 - 0.18 m²
Capacidade de carga de material	1200 - 1800 ml
Capacidade de captação de água	3kg / 24h
Dimensões do tabuleiro de material	Φ 200 x 20 mm (Diâmetro x Altura)
Número de tabuleiros de material	Padrão 4 camadas, Opcional 6 camadas
Dimensões externas (L*P*A)	580 x 550 x 375/820 mm
Dimensões do coletor de frio	Φ 215 x 193,5 mm (Diâmetro x Altura)
Estrutura	Bancada, estrutura compacta