

## Molde De Prensa De Laboratório Em Metal Duro

Número do item: PMW



### introdução

Forme amostras ultra-duras com o molde de prensa de laboratório em metal duro. Fabricado em aço rápido japonês, tem uma longa vida útil. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo	PMW-A	PMW-B	PMW-C
Material	Carboneto YT15		
Dureza do indetador	HRC85-HRC90		
Tamanho da amostra	φ3 /φ4 /φ5 /φ6 /φ8 /φ10 mm	φ12 /φ13 /φ15 /φ18 /φ20 mm	φ22 /φ25 /φ28 /φ30 mm
Profundidade da cavidade	30 mm	40 mm	45 mm
Dimensões exteriores	φ43×93 mm	φ53×120 mm	φ73×133 mm
Peso (kg)	0.78	1.8	3.8

**Outros tamanhos podem ser personalizados**