

Cadinho Plastômetro De Copo De Carvão Para Teste Da Camada Plástica De Carvão Betuminoso

Número do item: KT-MB1



introdução

Projetado para avaliação plastométrica padronizada de carvão, este copo de carvão de precisão oferece excepcional estabilidade térmica, tolerâncias dimensionais exatas e transferência de calor uniforme durante a determinação do índice de camada plástica de carvão betuminoso, garantindo uma análise confiável das propriedades de coqueificação em laboratórios modernos de metalurgia e controle de qualidade

[Saiba mais](#)