

Termopar Para Plastômetro De Carvão | Sensor De Temperatura Para Camada Plastométrica

Número do item: KT-JZDO



introdução

Projetado para uma avaliação precisa da coqueificação do carvão, este termopar premium para plastômetro de carvão oferece resposta térmica excepcional e rigorosa conformidade com as normas de testes plastométricos, garantindo monitoramento confiável da espessura da camada plástica em laboratórios exigentes de metalurgia, petroquímica e inspeção de qualidade de carvão em todo o mundo.

[Saiba mais](#)