

28L Compact Upright Ultra Low Temperature Freezer Para Laboratório

Número do item: KTFDV-28



introdução

Congelador de temperatura ultra baixa (-86°C) para laboratórios, capacidade de 28L, controlo digital preciso, design energeticamente eficiente, ideal para armazenamento de amostras biológicas.

[Saiba mais](#)

Caraterística	Especificação
Modelo	KTFDV-28
Modelo	Vertical
Capacidade	28L
Intervalo de temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustável)
Sistema de alarme	Alarme sonoro e luminoso
Fonte de alimentação	220V/50Hz
Potência	400W
Consumo de energia	5,50 kWh/24h
Classe de proteção	I/B
Tipo de climatização	N
Refrigerante	Refrigerante sem flúor, amigo do ambiente
Sistema de refrigeração	Sistema de compressor único
Controlo da temperatura	Controlo eletrónico da temperatura
Ecrã de temperatura	Ecrã de dados digital
Sonda	PTC
Ventilador do condensador	Ventilador padrão de alta eficiência
Invólucro exterior	Chapa de aço laminado a frio com revestimento em pó
Revestimento interior	Aço inoxidável 304
Prateleiras/porta interior	1 prateleira / 1 porta interior, aço inoxidável 304
Espessura do isolamento	100 mm
Porta de equalização da pressão	1 (18mm de diâmetro)
Rodas	4
Peso líquido/bruto	71/90 kg
Dimensões externas (L D H)	505mm * 520mm * 1165mm

Caraterística	Especificação
Dimensões internas (L D H)	270mm * 265mm * 400mm
Dimensões da embalagem (L D H)	Contraplacado: 535 575 1290mm / Caixa de cartão alveolar: 595 640 1335mm
Carga de contentor (20'GP)	30 unidades