


Suportes De Wafer De Ptfе Personalizados Para Laboratório E Processamento De Semicondutores

Número do item: PTFE-38



introdução

Trata-se de um suporte de PTFE (Teflon) de alta pureza, fabricado por medida, concebido para o manuseamento e processamento seguros de substratos delicados, como vidro condutor, bolachas e componentes ópticos.

[Saiba mais](#)

Tamanho do suporte (para amostra quadrada)	Espessura máxima da amostra	Tamanho recomendado do copo
10-15 mm	< 1 mm	250 ml
15-20 mm	< 1 mm	250 ml
21-25 mm	< 1 mm	250 ml
25-30 mm	< 1 mm	250 ml
35-40 mm	< 1 mm	500 ml