

# Molde De Prensagem Cilíndrico

Número do item: PMC

## introdução

Forme e teste eficazmente a maioria das amostras com os moldes de prensagem cilíndricos numa gama de tamanhos. Fabricados em aço rápido japonês, com uma longa vida útil e tamanhos personalizáveis.

[Saiba mais](#)



Modelo do instrumento	PMC-A	PMC-B	PMC-C	PMC-D	PMC-E	PMC-F
Material da matriz	Aço rápido para ferramentas ASSAB +17			Liga de aço para ferramentas :Cr12MoV		
Dureza do indentador	HRC68-HRC70		HRC60-HRC62			
Tamanho da amostra	Φ3[Φ4][Φ5]mm ((M)	Φ7[8][9][10][11][1.5][12]mm(M)	Φ15[16][18][20][22][25](M)	Φ28[30][32][35][40](M)	Φ50[60][70]mm (M) Φ80[90][100]mm (M)	
Profundidade da cavidade	20mm (N)	30mm (N)	40mm (N)	45mm (N)	55[60][65]mm(N) 65mm(N)	
Dimensões (L*H)	Φ43 * 78mm	Φ43*93mm(L*H)	Φ53*120mm(L*H)	Φ73*133mm(L*H)	Φ88*150mm[Φ98*180mm][Φ108*180mm(L*H) Φ118*150mm][Φ128*180mm]	
peso	0.55Kg	0.67Kg	1.34Kg	2.9Kg	5.1Kg[7.3Kg][9Kg] 11.5Kg[14Kg][20Kg]	

Outros tamanhos podem ser personalizados