

Esterilizador Rápido De Autoclave De Secretária 16L / 24L

Número do item: KT-B02



Introduction

O esterilizador rápido a vapor de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-T16J	KT-T24J
Volume da câmara de esterilização	16L ϕ 250×360mm	24L ϕ 270×410mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabalho	134°C	
Seleção de temperatura de esterilização	105-134°C	
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-99min	
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Tensão de alimentação / fornecimento	AC220V.50Hz/2.7KW	
Dimensões totais (mm)	545×328×423	560×350×500
Tamanho da embalagem (mm)	605×390×480	620×410×570
Peso bruto/peso líquido	17/15Kg	20/18Kg