

Esterilizador Rápido De Autoclave De Secretária 20L / 24L

Número do item: KT-B03



introdução

O esterilizador rápido a vapor de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-XD20D	KT-XD24D
Volume da câmara de esterilização	20L ϕ 250×420mm	24L ϕ 250×520mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa	
Temperatura nominal de trabalho	134°C	
Seleção de temperatura de esterilização	105-134°C	
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-99min	
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$	
Potência / tensão de alimentação	1.5KW/AC220V.50Hz	
Bandeja de esterilização (mm)	340×200×30(3 peças)	400×200×30(3peças□)
Dimensões totais (mm)	480×680×455	480×680×455
Tamanho da embalagem (mm)	580×700×500	580×800×560
Peso bruto/peso líquido	43/40Kg	43/40Kg