

## Esterilizador Rápido De Autoclave De Secretária 20L / 24L

Número do item: KT-B03



### introdução

O esterilizador rápido a vapor de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

|  |                            |                      |
|--|----------------------------|----------------------|
| Modelo   | KT-XD20D                   | KT-XD24D             |
| Volume da câmara de esterilização              | 20L $\phi$ 250×420mm       | 24L $\phi$ 250×520mm |
| Tensão de trabalho fixa                        | 0.22Mpa                    |                      |
| Temperatura nominal de trabalho                | 134°C                      |                      |
| Seleção de temperatura de esterilização        | 105-134°C                  |                      |
| Faixa de seleção de tempo de temporização      | 0-99min                    |                      |
| Uniformidade de calor da sala de esterilização | $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ |                      |
| Potência / tensão de alimentação               | 1.5KW/AC220V.50Hz          |                      |
| Bandeja de esterilização (mm)                  | 340×200×30(3 peças)        | 400×200×30(3peças)   |
| Dimensões totais (mm)                          | 480×680×455                | 480×680×455          |
| Tamanho da embalagem (mm)                      | 580×700×500                | 580×800×560          |
| Peso bruto/peso líquido                        | 43/40Kg                    | 43/40Kg              |