

Esterilizador Rápido De Autoclave De Secretária 35L / 50L / 90L

Número do item: KT-B04



introdução

O esterilizador rápido a vapor de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação. Esteriliza eficazmente instrumentos cirúrgicos, artigos de vidro, medicamentos e materiais resistentes, tornando-o adequado para várias aplicações.

Saiba mais

Modelo	KT-XD35DV	KT-XD50DV	KT-XD90DV
Volume da câmara de esterilização	35L ϕ 300x500mm	50L ϕ 340x550mm	90L ϕ 400x720mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa		
Temperatura nominal de trabalho	134°C		
Seleção de temperatura de esterilização	105-134°C		
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-99min		
Uniformidade de calor da sala de esterilização	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$		
Tensão de alimentação / fornecimento	AC220V 50Hz/2.7KW		AC220V 50Hz/4KW
Dimensões totais (mm)	730x550x510	770x600x540	1000x690x610
Tamanho da embalagem (mm)	810x680x650	880x730x700	1070x740x700
Peso bruto/peso líquido	115/93Kg	130/106Kg	200/180Kg