

Estufa De Secagem Eléctrica De Aquecimento Rápido

Número do item: KT-B05



Introduction

O esterilizador rápido de autoclave de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-9040A(S)	KT-9070A(S)	KT-9140A(S)	KT-9240A(S)	KT-9640A(S)
Tensão	AC220V 50Hz				
Faixa de temperatura	50°C-300°C				
Flutuação de temperatura	±1°C				
Alarme de rastreamento	+5°C				
Consumo de energia	1000W	1500W	2000W	2500W	4500W
Tamanho do estúdio (mm)	350x350x350	450x350x450	550x450x550	600x500x750	800x800x1000
Dimensões (mm)	500x560x705	650x560x805	750x660x905	800x710x1105	1000x1010x1355