

Estufa De Secagem Eléctrica De Aquecimento Rápido

Número do item: KT-B05



introdução

O esterilizador rápido de autoclave de secretária é um dispositivo compacto e fiável utilizado para a esterilização rápida de artigos médicos, farmacêuticos e de investigação.

[Saiba mais](#)

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| Modelo | KT-9040A(S) | KT-9070A(S) | KT-9140A(S) | KT-9240A(S) | KT-9640A(S) |
| Tensão | AC220V 50Hz | | | | |
| Faixa de temperatura | 50°C-300°C | | | | |
| Flutuação de temperatura | ±1°C | | | | |
| Alarme de rastreamento | +5°C | | | | |
| Consumo de energia | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 4500W |
| Tamanho do estúdio (mm) | 350x350x350 | 450x350x450 | 550x450x550 | 600x500x750 | 800x800x1000 |
| Dimensões (mm) | 500x560x705 | 650x560x805 | 750x660x905 | 800x710x1105 | 1000x1010x1355 |