

# Molde De Aquecimento De Placa Dupla

Número do item: PMD



## introdução

Descubra a precisão no aquecimento com o nosso molde de aquecimento de placa dupla, com aço de alta qualidade e controlo uniforme da temperatura para processos laboratoriais eficientes. Ideal para várias aplicações térmicas.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMD
Premir a forma da amostra	
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente-300C
Material do molde	Liga de aço para ferramentas: Cr12MoV
Dureza do indetador	HRC60-HRC62
Tamanho da amostra	
Espessura da amostra	0.02-0.1mm(N)
Dimensão externa 1	180*180*130mm(L*W*H)
Dimensão externa 2	200*200*130mm(L*XW*H)
Dimensão externa 3	300*300*130mm(L*W*H)
Peso do molde	32Kg38Kg88Kg
Diagrama dimensional	