

Peneira Vibratória Tridimensional Seca

Número do item: KT-V200



introdução

O produto KT-V200 centra-se na resolução de tarefas de peneiração comuns no laboratório. É adequado para peneirar amostras secas de 20g-3kg.

[Saiba mais](#)

Carga máxima	3 kg
Camadas de peneira	1-8 andares
Massa máxima da torre de peneiração	4 kg
Amplitude	0,2-3 mm
Frequência de vibração	3000 vezes/min
Gama de tamanho das partículas de rastreio	20 um-125 mm
O maior diâmetro de ecrã disponível	200 mm
Altura máxima da torre do crivo	510 mm
Função adicional	Prensa de ecrã visual confortável
Método de crivagem	Seco
Descrição eléctrica	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 200W
Porta de alimentação	Norma nacional/norma europeia/norma americana/norma britânica, etc.
Peso líquido	35 kg
Dimensões (largura, espessura e altura)	300*405*685mm
Nível de proteção	IP65
Norma	CE/ISO9001