

Célula Eletrolítica Eletroquímica Para Pesquisa E Testes De Laboratório

Número do item: KT-DJ



introdução

Projetada para análises eletroquímicas de precisão, esta célula eletrolítica de alto desempenho oferece resistência química superior, vedação modular estanque a vazamentos e configurações de eletrodos versáteis, capacitando pesquisadores em desenvolvimento de baterias, testes de corrosão, avaliação de tratamento de água e síntese eletrocatalítica em todo o mundo para aplicações exigentes

[Saiba mais](#)