

Esferas Oscilantes De Vidro Esferas De Vidro Transparente Zeolite Para Laboratório

Número do item: KTG-4



introdução

As esferas vibratórias de vidro, normalmente utilizadas em laboratório, são bolas de vidro transparentes concebidas para evitar a formação de zeólito.

[Saiba mais](#)

Diâmetro	Peso total da embalagem	Embalagem
2,5 mm	18.68g	1000 unidades/embalagem
3mm	39.92g	1000 unidades/embalagem
4 mm	81.58g	1000 unidades/embalagem
4,5 mm	123.57g	1000 unidades/embalagem
5mm	159.39g	1000 unidades/embalagem
6 mm	281.06g	1000 unidades/embalagem
7mm	451.38g	1000 unidades/embalagem