

Testador De Índice De Moabilidade Hardgrove - Instrumento De Determinação Da Moabilidade Do Carvão

Número do item: KT-TE57



introdução

Determine a moabilidade do carvão com alta precisão usando este testador profissional de índice de moabilidade Hardgrove. Apresentando um desligamento automático por microcomputador digital de sessenta rotações, posicionamento mecânico ergonômico da cuba e pressão de moagem calibrada, esta unidade fornece dados reproduzíveis para operação de pulverizadores, eficiência de combustão e metalurgia.

[Saiba mais](#)