

# Circulador De Aquecimento Banho De Reação De Temperatura Constante A Alta Temperatura

Número do item: KHB-3



## introdução

Eficiente e confiável, o circulador de aquecimento KinTek KHB é perfeito para as necessidades do seu laboratório. Com um máximo. temperatura de aquecimento de até 300 °C, possui controle preciso da temperatura e aquecimento rápido.

[Saiba mais](#)

Modelo	Temperatura (°C)	Precisão (°C)	Bomba (L/Min)	Volume (L)	Potência de aquecimento (Kw)	Dimensões gerais (mm)
KHB6	Ambiente-300	+/-1°C	15	6	1.6	370*380*440
KHB10				10	2.0	370*380*490
KHB15				15	2.5	370*380*490
KHB20				20	3.4	370*380*550
KHB30				30	4.0	480*520*550
KHB50				50	6.5	480*610*620