


# Circulador De Aquecimento Banho De Reação De Temperatura Constante A Alta Temperatura

Número do item: KHB-3



## introdução

Eficiente e confiável, o circulador de aquecimento KinTek KHB é perfeito para as necessidades do seu laboratório. Com um máximo. temperatura de aquecimento de até 300 °C, possui controle preciso da temperatura e aquecimento rápido.

[Saiba mais](#)

| Modelo | Temperatura (°C) | Precisão (°C) | Bomba (L/Min) | Volume (L) | Potência de aquecimento (Kw) | Dimensões gerais (mm) |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| KHB6   | Ambiente-300     | +/-1°C        | 15            | 6          | 1.6                          | 370*380*440           |
| KHB10  |                  |               |               | 10         | 2.0                          | 370*380*490           |
| KHB15  |                  |               |               | 15         | 2.5                          | 370*380*490           |
| KHB20  |                  |               |               | 20         | 3.4                          | 370*380*550           |
| KHB30  |                  |               |               | 30         | 4.0                          | 480*520*550           |
| KHB50  |                  |               |               | 50         | 6.5                          | 480*610*620           |