

Liofilizador De Laboratório De Alto Desempenho

Número do item: KTFD-10P



introdução

Liofilizador de laboratório avançado para liofilização, preservando amostras biológicas e químicas de forma eficiente. Ideal para a indústria biofarmacêutica, alimentar e de investigação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Temperatura do coletor de frio	$\leq -60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vácuo máximo	$< 10\text{ Pa}$
Precisão da indicação de vácuo	0,01 Pa
Área de secagem por congelação (prateleiras)	0.12 - 0.18 m ²
Carga de material (nas prateleiras)	1200 - 1800 ml
Capacidade de captação de água	3 kg / 24h
Especificações do tabuleiro de material (Φ×H)	200 × 20 mm
Número de camadas do tabuleiro de material	Padrão 4 camadas, opcional 6 camadas
Capacidade externa do frasco (coletor)	8 frascos
Opções de estilo do frasco	Em forma de beringela ou cilíndrico
Dimensões totais (L×P×A)	580 × 550 × 820 mm (unidade de bancada com câmara de secagem e coletor)
Dimensões do coletor de frio (Φ×H)	Φ 215 × 193,5 mm
Design	Bancada, coletor Liofilizador de tipo geral