

Centrífuga De Bancada De Alta Velocidade Para Processamento De Amostras De Sangue

Número do item: KT-HPD



introdução

Descubra a centrífuga de bancada de alta velocidade Kintek para um processamento de amostras eficiente, estável e preciso no seu laboratório. Ideal para uso clínico e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Display	Display LCD
Velocidade Máx.	16.500 rpm
Precisão do Controle de Velocidade	±10 rpm
RCF Máx.	18.757 ×g
Capacidade Máx.	12 × 5 mL
Diâmetro da Câmara	Φ200 mm
Faixa do Temporizador	1s a 99h 59min
Nível de Ruído	≤65 dB
Fonte de Alimentação	AC 220V±22V 50Hz
Consumo de Energia	420W
Peso Líquido	19 kg
Dimensões (C×L×A)	360 × 285 × 258 mm