

## Autoclave Horizontal Esterilizador A Vapor (Microcomputador)

Número do item: KT-C06



### introdução

O esterilizador a vapor de autoclave horizontal adopta o método de deslocamento por gravidade para remover o ar frio na câmara interior, de modo a que o conteúdo de ar frio de vapor na câmara interior seja menor e a esterilização seja mais fiável.

Saiba mais

Dados técnicos	KTM -150YDB	KTM -200YDB	KTM -280YDB
Volume da câmara de esterilização	150L φ440×1000mm	200L φ515×1000mm	280L φ600×1000mm
pressão de trabalho	0,22 MPa		
temperatura de trabalho	134 graus		
Ajuste de temperatura	40 - 134 graus		
Tempo de esterilização	0-99 min		
Tempo de secagem	0-99 min		
Calor médio	± 2 graus		
Potência	9KW/380V 50Hz	9KW/380V 50Hz	12KW/380V 50Hz
Dimensão	1400×650×1600	1400×750×1700	1520×910×1900
Dimensão de transporte	1560×820×1820	1560×910×1880	1680×1080×2100
G.W/N.W	430/340 KG	436/350 KG	570/462 KG