

Autoclave Horizontal Esterilizador A Vapor

Número do item: KT-P01



introdução

O esterilizador a vapor de autoclave horizontal adopta o método de deslocamento por gravidade para remover o ar frio na câmara interior, de modo a que o teor de vapor e ar frio no interior seja menor e a esterilização seja mais fiável.

[Saiba mais](#)

Modelo	KT-150YDA	KT-200YDA	KT-280YDA	KT-400YDA	KT-500YDA
Volume da câmara de esterilização	150L φ440×1000	200L φ515×1000	280L φ600×1000	400L φ700×1100	500L φ700×1300mm
Tensão de trabalho fixa	0.22Mpa				
Temperatura nominal de trabalho	134°C				
Seleção de temperatura de esterilização	40°C-134°C				
Faixa de seleção de tempo de temporização	0-60min				
Uniformidade de calor da sala de esterilização	≤±2°C				
Potência / tensão de alimentação	9kw/380V 50Hz	9kw/380V 50Hz	12kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz	18kw/380V 50Hz
Dimensões (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Tamanho do transporte (mm)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Peso bruto/peso líquido	320/240kg	350/260kg	465/365Kg	530/420Kg	580/470Kg