

Autoclave Horizontal Esterilizador A Vapor

Número do item: KT-P01



introdução

O esterilizador a vapor de autoclave horizontal adopta o método de deslocamento por gravidade para remover o ar frio na câmara interior, de modo a que o teor de vapor e ar frio no interior seja menor e a esterilização seja mais fiável.

[Saiba mais](#)

| Modelo | KT-150YDA | KT-200YDA | KT-280YDA | KT-400YDA | KT-500YDA |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Volume da câmara de esterilização | 150L φ440×1000 | 200L φ515×1000 | 280L φ600×1000 | 400L φ700×1100 | 500L φ700×1300mm |
| Tensão de trabalho fixa | 0.22Mpa | | | | |
| Temperatura nominal de trabalho | 134°C | | | | |
| Seleção de temperatura de esterilização | 40°C-134°C | | | | |
| Faixa de seleção de tempo de temporização | 0-60min | | | | |
| Uniformidade de calor da sala de esterilização | ≤±2°C | | | | |
| Potência / tensão de alimentação | 9kw/380V 50Hz | 9kw/380V 50Hz | 12kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz | 18kw/380V 50Hz |
| Dimensões (mm) | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
| Tamanho do transporte (mm) | 1560×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 | 1850×1050×2100 |
| Peso bruto/peso líquido | 320/240kg | 350/260kg | 465/365Kg | 530/420Kg | 580/470Kg |