

Sonda De Determinação De Hidrogénio Para Medição Rápida Do Teor De Hidrogénio Com Elevada Taxa De Sucesso

Número do item: KT-T03



introdução

Sonda de determinação precisa de hidrogénio para aço fundido, gama de 0,5-14ppm, precisão de $\pm 0,15$ ppm, taxa de sucesso de 96%.
Optimize a qualidade do aço agora!

[Saiba mais](#)

Parâmetros	Especificação
Código do produto	OY-H-900
Gama de medição	0,5-14ppm
Precisão	$\pm 0,15$ ppm
Taxa de sucesso da medição	96%
Tempo de teste	30-60s