

## Esterilizador De Espaços Com Peróxido De Hidrogénio

Número do item: KT-C02



### Introduction

Um esterilizador espacial de peróxido de hidrogénio é um dispositivo que utiliza peróxido de hidrogénio vaporizado para descontaminar espaços fechados. Mata os microorganismos danificando os seus componentes celulares e material genético.

[Saiba mais](#)

Tensão	AC 220V50HZ
Potência	600W
Volume de pulverização	750ml/60min
Ruído	≤ 45db (A)
Germicida	Solução de 8%H2O2
Dimensão (mm)(C*L*A)	500X500X1130
N.W	55KG