

## Prensa De Peletes Kbr 2T

Número do item: PCKBR



### introdução

Apresentamos a prensa KINTEK KBR - uma prensa hidráulica de laboratório portátil concebida para utilizadores principiantes.

[Saiba mais](#)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Modelo                          | PCKBR-2T           |
| Pressão de trabalho(T)          | 0-2(30Mpa)         |
| Diâmetro do pistão              | ≤1MPa/10min        |
| Diâmetro da bancada de trabalho | Φ45mm(D)           |
| Número de colunas               | Duas               |
| Espaço de trabalho              | 54x55 (MxN)        |
| Dimensões                       | 100x220x220(WxLxH) |
| Peso (kg)                       | 4.8kg              |