

Molde De Prensa De Infravermelhos Para Laboratório

Número do item: PMID



introdução

Liberte facilmente amostras do nosso molde de prensa de infravermelhos de laboratório para testes precisos. Ideal para baterias, cimento, cerâmica e outras pesquisas de preparação de amostras. Tamanhos personalizáveis disponíveis.

[Saiba mais](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Modelo do instrumento | PMID |
| Forma da amostra | |
| Material da matriz | Carboneto de tungstênio |
| Dureza do indentedor | HRC68-HRC85 |
| Tamanho da amostra | Φ13 mm(M) |
| Profundidade da cavidade | 20mm(N) |
| Dimensões da amostra | Φ43*78mm(L*H) |
| Peso | 0.76Kg |
| Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó | |