

Molde De Prensa De Infravermelhos Para Laboratório

Número do item: PMID



Introduction

Liberte facilmente amostras do nosso molde de prensa de infravermelhos de laboratório para testes precisos. Ideal para baterias, cimento, cerâmica e outras pesquisas de preparação de amostras. Tamanhos personalizáveis disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo	PMID-A
Material	Carboneto YT15
Dureza do indetador	HRC85-HRC90
Tamanho da amostra	φ13 mm
Profundidade da cavidade	20 mm
Dimensões externas	φ43×78 mm
Peso (kg)	0.76

Outros tamanhos podem ser personalizados