

Trituradora De Mandíbulas De Laboratório

Número do item: KT-PE



Introduction

Esmague eficazmente amostras duras com o triturador de mandíbulas para laboratório KT-PE 90x150. Perfeito para ligas, minerais, materiais de construção e muito mais.

[Saiba mais](#)

Materiais adequados	Duro médio, duro, quebradiço, duro e resistente
Tipo de tratamento	triturado
Tamanho de entrada dos materiais	< 90 mm
Dimensão de saída dos materiais	< 2 mm
Tamanho da placa da mandíbula	90 X 150 mm
Folga da placa da mandíbula	0-30 mm
Volume do coletor	20 L
Material da placa da mandíbula	Liga de aço; aço inoxidável; carboneto de tungstênio
Potência do motor	1500W
Peso líquido	226 kg
Dimensão total	L450xW850xH980 mm
Descrição do ruído	< 60dB (num raio de 3 metros)
Nível de proteção	IP65
Norma de qualidade	CE
Função opcional	Funil giratório / Cobertura de proteção do volante observável / Funil à prova de pó / Porta do aspirador