

Centrífuga Pequena De Bancada De Alta Velocidade De Laboratório Para Pesquisa De Desidratação De Separação De Soro Em Baixa Temperatura

Número do item: KT-HSS



introdução

Centrífuga de Alta Velocidade de Bancada Kintek: Potentes 21.000 rpm, controle preciso de temperatura. Ideal para laboratórios clínicos e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modo de Exibição	Display LCD
Velocidade Máxima	21000rpm
Precisão do Controle de Velocidade	±20rpm
RCF Máximo	30642xg
Capacidade Máxima	4 x 750ml
Especificações da Câmara de Centrifugação	Φ420mm
Intervalo do Temporizador	1-99min
Ruído de Trabalho	≤65dB
Fonte de Alimentação	AC 220±22V 50Hz
Potência	750W
Peso Líquido	62kg
Dimensões do Produto (C×L×A)	565×465×395mm