

Tubo Secador De Vidro Para Laboratório, Tubo De Purificação De Gás Com Dessecante

Número do item: KT-GZG



introdução

Fabricado em vidro borossilicato de alta qualidade, este tubo secador de laboratório oferece excepcional estabilidade térmica, superior inércia química e uma absorção de humidade fiável. Proteja reações químicas sensíveis, processos de purificação de gás e procedimentos analíticos com vidraria de alta confiança, concebida para aplicações rigorosas de investigação em laboratório.

[Saiba mais](#)