

Trituradora De Martelo Selada Para Laboratório Para Uma Preparação Eficiente Das Amostras

Número do item: KT-PCZ



introdução

Descubra a Trituradora de martelo selada para laboratório para uma preparação eficiente de amostras. Ideal para carvão, metalurgia e investigação, este triturador garante uma elevada eficiência de produção e respeito pelo ambiente.

Saiba mais

Modelo	Tamanho da alimentação (mm)	Tamanho da descarga (mm)	Produtividade (kg/h)	Potência do motor (kw)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (ajustável)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (ajustável)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (ajustável)	<120	1.5