

Cesto De Flores Para Limpeza De Vidro Condutor Ito/Fto Em Laboratório

Número do item: PTFE-13



introdução

As prateleiras de limpeza de PTFE são feitas principalmente de tetrafluoroetileno. O PTFE, conhecido como o "Rei dos Plásticos", é um composto polimérico feito de tetrafluoroetileno.

[Saiba mais](#)

Diâmetro*largura do sulco*comprimento do sulco*capacidade aplicável

60mm*1,5mm*16mm*Béquer de 250ml/20 unidades

60mm*2,5mm*16mm*250ml copo/20 pçs

60 mm*1,5 mm*21 mm*Béquer de 250 ml/20 unidades

60 mm*2,5 mm*21 mm*béquer de 250 ml/20 unidades

80mm*1,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*2,5mm*26mm*500ml copo/20 pçs

80mm*1,5mm*31mm*500ml copo/20 unid.

80mm*2,5mm*31mm*béquer de 500ml/20 unid.

90mm*2,5mm*41mm*1000ml copo/22 pçs