

Peneiras De Teste De Laboratório E Máquinas De Peneirar

Número do item: KT-RCZ



introdução

Peneiras de teste de laboratório de precisão e máquinas de peneirar para uma análise exacta das partículas. Aço inoxidável, em conformidade com a norma ISO, gama 20µm-125mm. Solicite especificações agora!

[Saiba mais](#)

| Parâmetro | Especificação |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Diâmetro da peneira | Φ400, Φ300, φ200 (mm) |
| Camadas do crivo | 1-5 (incluindo a tampa inferior) |
| Quantidade de alimentação (uma vez) | ≤300g |
| Amplitude de vibração | 1-5mm |
| Força de excitação | 5KN |
| Potência | 0.25KW 220V 50HZ |
| Velocidade | 1440R/min |
| Dimensões | 600×490×370mm |
| Peso da peneira | 60kg |
| Trajectoria de movimento | movimento circular |
| Tempo de temporização | 0,01-99,59min |
| Ruído | ≤50dB |
| Material | Aço inoxidável 304 |
| Método de embalagem | embalagem em caixa de madeira |